


LIFT™ 2 50XP

INSTRUMENTO RETROAURICULAR - GUÍA DE ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LIFT 2 50 XP

Características Destacadas

- Audífono Digital Programable
- 12 Controles de Configuración Frecuencial
- 6 Canales de Compresión
- Cancelación de Feedback AFX-3
- Reducción de Ruido Ambiental
- Reducción de Ruido Prioridad de la Voz
- Interruptor para el usuario, Opcional: Interruptor de tonos programables, 4 Memorias, 8 Programas de escucha ambiental, Bobina Telefónica
- Control de Adaptación
- Control de Volumen
- Cobertura Nano MPS
- Indicador Programables de Baja carga de la pila
- Demora en el Encendido Programable
- Compatible con NOAH o software individual
- Pila # 675




LIFT™ 2 50XP


INSTRUMENTO RETROAURICULAR - GUÍA DE ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES	RECEPTOR
Estandar	ANSI S3.22-2003, IEC 60118-7 1194
OSPL90 (90 dB SPL entrada)	
Máximo	139 dB SPL
HFA- OSPL90	132 dB SPL
Ganancia Acústica (50 dB SPL entrada)	
Máximo	82 dB
HFA-FOG a ganancia total	64 dB
RTS	55 dB
Rango de frecuencia	< 200 to > 3900 Hz
Distorsión armónica total	
500 Hz	2.9%
800 Hz	.5%
1600 Hz	.3%
Ruido de entrada equivalente	23 dB SPL
Compresión	
Tiempo de ataque	6 ms
Tiempo de recuperación	20 ms

Acoplador 2cc utilizando valores defaults de diagnóstico



Ganancia Acústica



1-800-388-9041 • 1-918-388-9000
 2488 E. 81st St. Suite 2000
 Tulsa, OK 74137
 www.sebotek.com

© 2013 All Rights Reserved • BKT280-F300-B

SEBOTEK[®]
 HEARING SYSTEMS